



Verticale visiva (VVS)

 Tasto usato durante l'esercizio
 Controller da dare al paziente

CONTROLLER SINISTRO

 DA DARE AL PAZIENTE


CONTROLLER DESTRO

 LO TIENE IL TERAPISTA

Ruotare la barra
Tenere premuto: più veloce

Antiorario 

Orario 



È una misura: non si regola nulla durante la serie. Il terapeuta usa solo il grilletto (in basso).



 **Confermare**
La prova in corso

IN TUTTI GLI ESERCIZI

Grilletto destro
Tenere premuto 2 s: fine dell'esercizio



 **Tasto Meta**
Tenere premuto 2 s: ricentrare la vista